

ProCare Tex 20 OB - 10 l  
Bleekmiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 10 l  
op zuurstofbasis.



- Voor de optimale verwijdering van hardnekkige vlekken
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Gelijkmatische afgifte v. zuurstof dankzij bijzondere stabilisators

EAN: 4002516365488 / Materiaalnummer: 11520320 / Oud Materiaalnummer: 59703201DE

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Waswerking</b>	
Bleekwerking	Zeer goed
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	1,5-2,5
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Bleekmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof
Fosfaatvrij	•
Ideale zuurstofdrager in sop	•
Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,13
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	12
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	314
Buitenmaat, nettobreedte in mm	202
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	306,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	204,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	228,00
Vulgewicht in g	11300
Brutogewicht in kg	12,00
Inhoud in ml	10000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•
Verordening explosieve stoffen	•