

ProCare Tex 20 OB - 20 l
 Bleekmiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 20 l
 voor de optimale verwijdering van hardnekkige vlekken.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Verwijdert vervuilingen op betrouwbare wijze
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Gelijkmatische afgifte v. zuurstof dankzij bijzondere stabilisators

EAN: 4002516365495 / Materiaalnummer: 11520350 / Oud Materiaalnummer: 59703301DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Bleekwerking	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	1,5-2,5
Dosering	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	288,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Bleekmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof
Fosfaatvrij	•
Ideale zuurstofdrager in sop	•
Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,13
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	12
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettodiepte in mm	294
Buitenmaat, brutohoogte in mm	378,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	256,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	288,00
Vulgewicht in g	22000
Brutogewicht in kg	23,00
Inhoud in ml	20000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
Verordening explosieve stoffen	•