

ProCare Tex 70 S - 20 l

Wasverzachter, vloeibaar concentraat, zuur, 20 l

voor het onderhoud van vezels zodat het textiel lang zacht blijft.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Zorgt voor een zeer zacht resultaat
- Goede antistatische werking bij mengweefsels
- Zeer goed hechtvermogen
- Geen verborgen geurstoffen

EAN: 4002516365525 / Materiaalnummer: 11520400 /

Oud Materiaalnummer: 59704301DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Dosering	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
Automatische dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Wasverzachter
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Geurstoffen
Minimale bewaartemperatuur in °C	4
pH-waarde bij 20 °C	4,5
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Fosfaatvrij	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	0,99
Vrij van microplastic	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Waswerking	
Antistatische werking	•
Zeer goed hechtvermogen	•
Gebruik	
Zelfbedieningssystemen	•
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Werkplaatsen	•
Verzorgingstehuis	•
Dokterspraktijken en klinieken	•
Restaurants, bars en catering	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	4
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettodiepte in mm	294
Buitenmaat, brutohoogte in mm	378,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	256,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	288,00
Brutogewicht in kg	21,00
Inhoud in ml	20000
Vulgewicht in g	20000
Brutogewicht in kg	21,00
Inhoud in ml	20000

ProCare Tex 70 S - 20 l

Wasverzachter, vloeibaar concentraat, zuur, 20 l

voor het onderhoud van vezels zodat het textiel lang zacht blijft.



EAN: 4002516365525 / Materiaalnummer: 11520400 /

Oud Materiaalnummer: 59704301DE

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform