

ProCare Tex 11 - 20 kg

Universeel wasmiddel, poeder, mild-alkalisch, 20 kg

voor het reinigen van wit wasgoed en kleurechte bonte was.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen
- Biologisch werkzame enzymen, bevat actieve zuurstof
- Zeer goed vuil- en vetoplossend vermogen

EAN: 4002516365549 / Materiaalnummer: 11520440 / Oud Materiaalnummer: 59705301DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Zeer goed
Oplossen van eiwit	Zeer goed
Oplossen van vet	Zeer goed
Bleekwerking	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	10,0-11,0
Dosering	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Wasserettes	•
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	620,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Universeel wasmiddel
Alkaliteit	Alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof, Alkaliën, Enzymen, Optische witmakers, Zeolieten
Biologisch effectief door speciale enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	0,60
Eenvoudige bediening	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	750
Buitenmaat, nettobreedte in mm	350
Buitenmaat, nettodiepte in mm	140
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	440,00

ProCare Tex 11 - 20 kg

Universeel wasmiddel, poeder, mild-alkalisch, 20 kg

voor het reinigen van wit wasgoed en kleurechte bonte was.



EAN: 4002516365549 / Materiaalnummer: 11520440 / Oud Materiaalnummer: 59705301DE

Buitenmaat, brutodiepte in mm	620,00
-------------------------------	--------

Vulgewicht in g	20000
-----------------	-------

Brutogewicht in kg	21,00
--------------------	-------

Conformiteiten, keurmerken	
-----------------------------------	--

GHS/CLP-conform	•
-----------------	---