

DKF 30-R  
Regeneerbare Longlife AirClean anti-geurfilter  
voor Miele afzuigkappen met luchtcirculatie DAD 4x4x



EAN: 4002516382836 / Materiaalnummer: 11662830 /  
Oud Materiaalnummer: 28996418EU1

- Merkbaar frisse lucht met een neutrale geur in de hele keuken
- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Inhoud: 2 filters zonder frame
- Lage stromingsweerstand dankzij bijzondere constructie