

A 317

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 6 zeefschalen.



- Uitgerust met 7 houders (6 vakken)
- Schuine voor verschillende toestelseries instelbaar

EAN: 4002516413875 / Materiaalnummer: 11710110 / Oud Materiaalnummer: 68631700D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Productcategorie	
Inzet voor trays/bladen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	6
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheeskundige instrumenten	•
Behandeling van trays/dienbladen	•
Capaciteit	
Trays/bladen [aantal]	6
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	142
Buitenmaat, nettobreedte in mm	154
Buitenmaat, nettodiepte in mm	465
Buitenmaat, brutohoogte in mm	220
Buitenmaat, brutobreedte in mm	205
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	0,83
Brutogewicht in kg	2,43