


KFR 7000

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.

EAN: 4002516467489 / Materiaalnummer: 11775120 /  
Oud Materiaalnummer: 36996110EU1



- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Van verchroomd metaal
- Geschikt voor geselecteerde inbouwkoeltoestellen K 7000
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm