

RX2/RX3-YCR-M05

Li-ion-accu RX2/RX3 60

voor Non-Stop 60 min. programmaduur van de Scout RX2/RX3.

EAN: 4002516435037 / Materiaalnummer: 11779160 /
Oud Materiaalnummer: 4199700EU1



- Kwaliteitsaccu met grote capaciteit: 37,75 Wh
- Lange levensduur dankzij lithiumtechnologie zonder Memory-effect
- Beveiliging tegen kortsluiting, oververhitting en overspanning
- Eenvoudiger en sneller vervangen van de accu
- Elke krachtige cel wordt apart getest