

RX2/RX3-YCR-MT12

Li-ion-accu RX2/RX3 120

voor Non-Stop 120 min. programmaduur van de Scout RX2/RX3.

EAN: 4002516435044 / Materiaalnummer: 11779170 /
Oud Materiaalnummer: 4199701EU1



- Kwaliteitsaccu met grote capaciteit: 75,5 Wh
- Lange levensduur dankzij lithiumtechnologie zonder Memory-effect
- Beveiliging tegen kortsluiting, oververhitting en overspanning
- Eenvoudiger en sneller vervangen van de accu
- Elke krachtige cel wordt apart getest