

KSB 70

Sorteerbox PerfectFresh

voor het overzichtelijk bewaren van voedingsmiddelen in de koelkast.



EAN: 4002516467496 / Materiaalnummer: 11779620 /
Oud Materiaalnummer: 36996113EU1

- Van hoogwaardig, transparant kunststofmateriaal
- voor het flexibel en overzichtelijk bewaren.
- Kan zijdelings worden verschoven in het PerfectFresh-vak
- drukgevoelige voedingsmiddelen, zoals zachte visfilets;
- optimaal voor de PerfectFresh Active en Pro-lade K 7000