


DKFS 31-P

Active AirClean anti-geurfilter

voor Miele dampkappen met luchtcirculatie DAS 2x20, DAS 4x20 en DAS 4x30.



EAN: 4002516441908 / Materiaalnummer: 11793530 /
Oud Materiaalnummer: 28996435EU1

- Set voor de eerste ingebruikneming
- Merkbaar frisse lucht met een neutrale geur in de hele keuken
- Vermindert geluidsontwikkeling dankzij plissé materiaal
- Eenvoudige en snelle filtervervangning
- Voor prestatiebehoud: filterwissel elke 6 maanden
- Inhoud: 2 filters DKF 31-P plus frame