

ProCare Med 10 A - 5 l

Allround reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor de machinale behandeling van instrumenten en utensiliën.



- Algemeen te gebruiken met uitstekende reinigingscapaciteit
- Geschikt voor het verwijderen van (an)organische resten
- Speciaal voor bloed, weefselresten en proteïnen
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269317 / Materiaalnummer: 11847660 /
Oud Materiaalnummer: 6980M0311V1

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van bloed	Zeer goed
Verwijderen van eiwit	Zeer goed
Verwijderen van organische resten	Zeer goed
Verwijderen van anorganische en organische verontreinigingen	Zeer goed
Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering per spoelgang	3–10 ml/l (0,3–1,0%)
Grote opening voor doseerlans	•
pH-waarde bij 20 °C	12,6
Belangrijkste toepassingen	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Alkalisch reinigingsmiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Complexvormers (zonder fosfaat), Corrosiëremmers, Fosfaat, Silicaten
Minimale bewaar temperatuur in °C	5
Maximale bewaar temperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor keramiek	•
Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Niet geschikt voor non-ferrometalen	•
Goed reinigingsvermogen	•
Materiaalbescherming	•
Vrij van tensiden	•
Veelzijdig	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor microchirurgische instrumenten	•
Geschikt voor MIS-instrumenten	•
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie	•
Geschikt voor beademingsapparatuur	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	214

ProCare Med 10 A - 5 l

Allround reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l

voor de machinale behandeling van instrumenten en utensiliën.



EAN: 7612594269317 / Materiaalnummer: 11847660 /

Oud Materiaalnummer: 6980M0311V1

Buitenmaat, nettobreedte in mm	143
Buitenmaat, nettodiepte in mm	246
Buitenmaat, brutohoogte in mm	214
Buitenmaat, brutobreedte in mm	143
Buitenmaat, brutodiepte in mm	246
Brutogewicht in kg	8
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
CE	•
GHS/CLP-conform	•