

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met schenkhulp, voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



- Mild neutralisatiemiddel voor verwijderen van alkalische resten
- Zeer behoedzame reiniging, tensidevrij
- Uitstekend te combineren met reinigingsmiddel ProCare Med 10 MA
- Dosereren gaat makkelijker met de nauwkeurige schenkhulp
- Recyclebare verpakking inclusief sluiting en etiket

EAN: 7612594269577 / Materiaalnummer: 11847780 /  
Oud Materiaalnummer: 6980M0501V1

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Toepassingsmogelijkheden</b>	
Verwijder alkalische resten behoedzaam van te behandelen instrumenten en accessoires	Sehr gut
<b>Aanbevolen dosering</b>	
Aanbevolen dosering per spoelgang	1-3 ml/l (0,1-0,3%)
pH-waarde van gebruikte oplossing	2,6
Kleine opening als giethulp	•
<b>Belangrijkste toepassingen</b>	
Algemene geneeskunde	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynaecologie	•
Keel-, neus- en oorheelkunde	•
Oogheelkunde	•
Urologie	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Zuur neutralisatiemiddel
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Organische zuren
Minimale bewaartemperatuur in °C	5
Maximale bewaartemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Geschikt voor aluminium	•
Geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor keramiek	•
Vorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed	•
Vrij van tensiden	•
Neutralisatie van overgedragen alkaliresten	•
Vorkomen van kalkafzettingen in de spoelkamer	•
Geschikt voor standaardinstrumenten	•
Geschikt voor geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor neutralisatie van niet-geanodiseerd aluminium	•
Geschikt voor de machinale behandeling van instrumenten en accessoires	•
Geschikt voor herbruikbare thermostabiele, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen	•
Geschikt voor chirurgische instrumenten	•
Geschikt voor microchirurgische instrumenten	•
Geschikt voor apparatuur in de anesthesie	•
Geschikt voor beademingsapparatuur	•
Geschikt voor afdelingsinstrumenten	•
Geschikt voor aluminium sterilisatiehouders	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	217
Buitenmaat, nettobreedte in mm	85
Buitenmaat, nettodiepte in mm	85
Buitenmaat, brutohoogte in mm	244

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralisatiemiddel, zuur, 1 l

met schenkhulp, voor optimale neutralisatie op basis van organische zuren.



EAN: 7612594269577 / Materiaalnummer: 11847780 /

Oud Materiaalnummer: 6980M0501V1

Buitenmaat, brutobreedte in mm	85
Buitenmaat, brutodiepte in mm	85
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	1000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
CE	•