

CK/1 DIN 51

Opener

voor het eenvoudig openen van ProCare-jerrycans van 5, 10 en 20 l.



EAN: 4002516480839 / Materiaalnummer: 11851600 /
Oud Materiaalnummer: 66990002EU1

| Productcategorisatie | |
|--------------------------------|-----|
| ProCare | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 27 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 223 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 85 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 55 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 180 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 250 |
| Brutogewicht in kg | 0 |

- Stabiele en duurzame handsleutel
- Eenvoudig openen en sluiten van de jerrycan zonder inspanning
- Kan aan beide kanten worden gebruikt