

APAC 004  
Nafilter  
voor de Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479918 / Materiaalnummer: 11855150 / Oud Materiaalnummer: 59550004D

<b>Toestel-/accessoirecategor.</b>	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
<b>Productcategorie</b>	
Nafilter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Kleur	Wit
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	295
Buitenmaat, nettobreedte in mm	190
Buitenmaat, nettdiepte in mm	140
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250,00
Nettogewicht [kg]	0,00
Brutogewicht in kg	0,01