

## B 4847 FashionMaster

### Stoomstrijksysteem

met display en extra steamer voor de beste strijkresultaten met veel comfort.



- Gelijkmatische stoomverdeling – Miele honinggraatstrijkzool
- Professionele strijkresultaten dankzij de stoomdruk van 4.0 bar
- Comfortabel opbouwen/afbreken – 1-2-liftsysteem
- Beste strijkresultaten dankzij de actieve strijktafel
- Handig gladstrijken van hangende kleding – Steamer

EAN: 4002516527114 / Materiaalnummer: 11978050 / Oud Materiaalnummer: 13484721B

Design	
Kleur strijkijzer	Antraciet/lotuswit
Kleur strijkplankovertrek	Braambesrood
Display	1-regelig tekstdisplay
Perfect gestreken	
Strijkzool met honinggraatstructuur	•
Stoomdruk in bar	4,0
Hoeveelheid stoom in g/min	100
Verticale stoom	•
Stoom vanaf temperatuurstand	2
Stoominjectie	•
Continue stoom	•
Steamer	•
Actieve strijkplank (opblaas- en afzuigfunctie)	•
Afzuigfunctie	•
2e vermogensstand ventilator	•
Antikleef-strijkzool	•
Geteste virushygiëne	•
Tijdbesparend strijken	
Inhoud waterreservoir in l	1,25
Waterreservoir uitneembaar	•
Waterreservoir elk moment bij te vullen	•
Meerdere textiellagen strijken	•
Bedieningscomfort	
All-in-one	•
1-2-liftsysteem	•
Traploze hoogte-instelling met gasdrukveer in mm	830-1020
Vloervriendelijke loopwieltjes	•
Strijkplank met comfortzone	•
Automatisch in-/uitschakelen ventilator	•
Afzuiging met memory-functie	•
Taalflexibiliteit	•
Begeleide eerste ingebruikneming	•
Begeleid ontkalken	•
Automatisch ontkalken	•
Automatisch spoelen	•
Opbergvak voor het strijkijzer	•
Opbergvak voor aansluitkabel en accessoires	•
Veiligheid	
CoolDown-functie	•
AutoOff-functie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	470
Afmetingen in mm (hoogte)	970
Afmetingen in mm (diepte)	1480
Afmetingen in mm (breedte), ingeklapt	470
Afmetingen in mm (hoogte), ingeklapt	1280
Afmetingen in mm (diepte), ingeklapt	370
Frequentie in Hz	50-60

B 4847 FashionMaster  
Stoomstrijksysteem  
met display en extra steamer voor de beste strijkresultaten met veel comfort.



EAN: 4002516527114 / Materiaalnummer: 11978050 / Oud Materiaalnummer: 13484721B

#### Bijgeleverde accessoires

Antikleef-strijkzool

•

Steamer

•

Premium strijkplankovertrek

•

Houder stoomslang

•

Teststrip voor het vaststellen van de waterhardheid

•

Ontkalkingstabletten

•

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά,