

FA C 452 L

Set 3x Miele Cocoon

voor 150 droogbeurten – de heerlijke geur van een lekker schone was.

EAN: 4002516551140 / Materiaalnummer: 12023720 /  
Oud Materiaalnummer: 11997229EU1



- Voor een frisse, tot 4 weken lang aanhoudende geurervaring
- Heerlijk ruikend wasgoed – ook zonder wasverzachter
- Altijd individueel te regelen geurintensiteit
- Speciaal voor Miele ontwikkeld door parfumeurs in de Provence
- Voor alle Miele T1-droogkasten met FragranceDos