

FA DF 452 L

Set 3x Miele DryFresh™

voor 150 droogbeurten – opfrissen en lekker laten ruiken.

EAN: 4002516561200 / Materiaalnummer: 12026040 /  
Oud Materiaalnummer: 11997236EU1



- Met Freshplex™ voor neutralisering van onaangename geuren
- Verfrist droog wasgoed in het programma "Luchten"
- Heerlijk ruikend wasgoed – ook zonder wasverzachter
- Kan worden gecombineerd met andere Miele geurflacons
- Speciaal voor Miele ontwikkeld door parfumeurs in de Provence
- Voor alle Miele T1-droogkasten met FragranceDos