

Classic C1 Junior - SBAF5

Sledestofzuiger met zak

met hoge zuigkracht voor grondig stofzuigen voor een gunstige prijs.



- Hoogste zuigvermogen – 890 W
- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Bijzonder licht – 5,8 kg met accessoires
- Moeiteloos grote oppervlakken stofzuigen binnen straal van 9 m

EAN: 4002516553830 / Materiaalnummer: 12029630 /
Oud Materiaalnummer: 41BAF530CE

Model	
Sledestofzuiger met stofzak	•
Productnaam	Classic C1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SBAF5
Bedieningscomfort	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 6 standen
Zuigbuis	EasyLock-zuigbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	eenzijdig
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nominaal vermogen in W	800
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	9
Snoerlengte in m	5,5
Filtersysteem	
Type stofzak	HyClean GN
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Technische gegevens	
Maximaal vermogen in W	890
Volume in dB	79,0
Diameter in mm	463
Hoogte in mm	221
Gewicht in kg	5,5
Bijgeleverde accessoires	
Driedelige accessoires	op VarioClip
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Zuigmond SBD 355-3	•
Filter	Air-clean-filter
Reinigingsborstel	Nee