

Classic C1 Flex - SBAF5
Sledestofzuiger met zak
met telescoopbuis voor aangenaam stofzuigen tegen een gunstige instapprijs.



- Energiezuinig stofzuigen – 800 W
- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Flexibele kierenzuiger voor het reinigen van nissen en hoekjes
- Bijzonder licht – 5,8 kg met accessoires
- Moeiteloos grote oppervlakken stofzuigen binnen straal van 9 m

EAN: 4002516553854 / Materiaalnummer: 12029770 /
Oud Materiaalnummer: 41BAF531CE

Model	
Sledestofzuiger met stofzak	•
Productnaam	Classic C1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SBAF5
Kleur toestel	Lotuswit
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 6 standen
XXL-handgreep	•
Zuigbuis	Telescopische zuigbuis Comfort Compact
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan één kant
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nominaal vermogen in W	800
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	9
Snoerlengte in m	5,5
Filtersysteem	
Type stofzak	HyClean GN
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	AirClean filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingsysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Technische gegevens	
Maximaal vermogen in W	800
Volume in dB	79,0
Breedte in mm	463
Hoogte in mm	221
Gewicht in kg	5,5
Bijbehorende accessoires	
Driedelige accessoires	op VarioClip
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Extra lange, flexibele kierenzuiger SFD 20	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Zuigmond SBD 355-3	•
Filter	AirClean filter
Reinigingsborstel	Nee
Voucher stofzuigerzakken	•