


KFR 4000

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.



EAN: 4002516554295 / Materiaalnummer: 12030560 /
Oud Materiaalnummer: 26997237EU1

- Voor geselecteerde Generation K 4000-koelkasten en koel-vriescombinaties
- Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven
- Geschikt voor max. 9 flessen, afhankelijk van de grootte en vorm
- Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn
- Van verchroomd metaal