

Blizzard CX1 Cat & Dog
Sledestofzuiger zonder zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.



- Verwijdert alle haren en pluisjes met de turboborstel
- Bijzonder efficiënt en grondig door AirTeQ-zuigmond
- Maximale luchthygiëne dankzij HEPA Lifetime-filter
- Krachtig reinigingsresultaat door Vortex-technologie – 890 W

EAN: 4002516555995 / Materiaalnummer: 12033940 /
Oud Materiaalnummer: 41KCF530CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Blizzard CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SKCF5
Model en design	
Kleur	Mangorood
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Eco Comfort-handgreep met geïntegreerde reliëfborstel	•
Silence System	•
Zuigbuis	Comfort-telescoopbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan één kant
Comfort-snoerhaspel	•
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Vierpunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	11
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	2,0
Veiligheid	
Vergrendelingsstelsel voor zuigmond en handgreep	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	76,0
Breedte in mm	515
Hoogte in mm	310
Gewicht in kg	8,7
Nominaal vermogen in W	890
Bijbehorende accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerde reliëfborstel los
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Turboborstel	STB 305-3
Turboborstel STB 305-3	•
Reinigingsborstel	Nee