

Blizzard CX1 Flex

Sledestofzuiger zonder zak

met EcoTeQ Plus-zuigmond voor energiezuinig stofzuigen en uitstekende reiniging.



- Krachtig reinigingsresultaat door Vortex-technologie – 890 W
- Flexibele kierenzuiger voor het reinigen van nissen en hoekjes
- Onderhoudsvrije Hygiene Lifetime-filter

EAN: 4002516556121 / Materiaalnummer: 12033990 /
Oud Materiaalnummer: 41KRF531CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Blizzard CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SKRF5
Model en design	
Kleur	Lotuswit
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Silence System	•
Zuigbuis	Comfort-telescoopbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan één kant
Comfort-snoerhaspel	•
Mobiliteit	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Vierpunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	11
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	Hygiene Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	2,0
Veiligheid	
Vergrendelingsstelsel voor zuigmond en handgreep	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	77,0
Breedte in mm	515
Hoogte in mm	310
Gewicht in kg	8,4
Nominaal vermogen in W	890
Bijbehorende accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerde reliëfborstel los
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Extra lange, flexibele kierenzuiger SFD 20	•
Zuigmond SBD 660-3	•
Reinigingsborstel	Nee