

Blizzard CX1 Parquet Flex
Sledestofzuiger zonder zak
met hoge zuigkracht en telescopische zuigbuis voor comfortabel stofzuigen.



- Krachtig reinigingsresultaat door Vortex-technologie – 890 W
- Maximale luchthygiëne dankzij HEPA Lifetime-filter
- Harde vloeren behoedzaam zuigen – flexibele Parquet Twister
- Superieure en efficiënte reiniging door EcoTeQ Plus-zuigmond
- Bijzonder stil en behoedzaam – DynamicDrive-zwenkwielen

EAN: 4002516556138 / Materiaalnummer: 12034000 /
Oud Materiaalnummer: 41KCF532CE

Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Blizzard CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SKCF5
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Eco Comfort-handgreep met geïntegreerde reliëfborstel	•
Silence System	•
Zuigbuis	Comfort-telescoopbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan één kant
Comfort-snoerhaspel	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nominaal vermogen in W	890
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
DynamicDrive	•
Bereik in m	11
Snoerlengte in m	7,5
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	2,0
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Technische gegevens	
Maximaal vermogen in W	890
Volume in dB	76,0
Breedte in mm	515
Hoogte in mm	310
Gewicht in kg	8,7
Bijbehorende accessoires	
Extra lange, flexibele kierenzuiger SFD 20	•
Vloerborstel	Parkett Twister SBB 300-3
Zuigmond SBD 660-3	•
Parketborstel Twister SBB 300-3	•
Reinigingsborstel	Nee