

APST 002/1  
WiFi-dongle-key  
voor eenvoudige verbinding van sterilisatoren op WiFi.



- Gemakkelijk aan te sluiten op USB-poort van het toestel
- Overdracht van procesgegevens aan een toestel met WiFi

EAN: 4002516677215 / Materiaalnummer: 12141160 / Oud Materiaalnummer: 68900012D

<b>Productcategorisatie</b>	
Kleine sterilisatoren	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Productcategorie</b>	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	9
Buitenmaat, nettobreedte in mm	16
Buitenmaat, nettdiepte in mm	30
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
RoHS-richtlijn	•
FCC	•