

KWTS 4785 F 125 Gala Ed
Vrijstaande wijnklimaatkast
met PresenterFrame, twee gescheiden temperatuurzones en ActiveHumidity.



- Stijlvolle presentatie van uw favoriete wijnen dankzij het PresenterFrame
- Optimale drink- en bewaar temperatuur dankzij gescheiden temperatuurzones
- Slim gekoppeld voor meer mogelijkheden – Miele@home
- Optimale regeling van de luchtvochtigheid met ActiveHumidity
- Optimale bescherming van de wijn dankzij uv-bestendig isolerend glas
- Gedempt sluiten van de deur dankzij SoftClose



EAN: 4002516612094 / Materiaalnummer: 12156880 /
Oud Materiaalnummer: 39478562EU1

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
125 Gala Edition	•
Productcategorie	
Wijnklimaatkast	•
Model	
Vrijstaand toestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Kleur behuizing	zwart
Kleur front	Obsidiaanzwart glas
Verlichting wijnklimaatzone	traploos dimbare led
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
SoftClose	•
Hulp bij deur openen	SideOpen
Silence System	•
Aantal houten draagplateaus	6
Materiaal van de houten draagplateaus	Beuk
NoteBoard	Ja
PresenterFrame	•
Vibratiearm bewaren	•
Besturing	
Bediening	FreshTouch
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
Aantal temperatuurzones	2
Min. in te stellen temperaturen in °C	5
Max. in te stellen temperaturen in °C	20
Sabbatmodus	•
Koelkast/koelzone	
Droge achterwand	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	F
Jaarlijks energieverbruik in kWh	126,66
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,34
Veiligheid	
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Technische gegevens	
Toestelbreedte in mm	597
Toestelhoogte in mm	1854
Toesteldiepte in mm	678
Gewicht in kg	96,8
Klimaatklasse	SN-ST
Wijnklimaatzone in l	368

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Vrijstaande wijnklimaatkast

met PresenterFrame, twee gescheiden temperatuurzones en ActiveHumidity.




EAN: 4002516612094 / Materiaalnummer: 12156880 /


Oud Materiaalnummer: 39478562EU1

Totale netto-inhoud in l	368
Plaats voor het aantal Bordeauxflessen van 0,75 l	153 flessen
Geluidsemissieklasse (A-D)	C
Geluidsemissies in dB(A) re1pW	37
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bijbehorende accessoires	
Active AirClean-filter	•
Wit krijtje	•


KWTS 4785 F 125 Gala Ed
 Vrijstaande wijnklimaatkast
 met PresenterFrame, twee gescheiden temperatuurzones en ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)