

Set UltraColor & UltraWhite
Set UltraColor en UltraWhite
meer dan een halfjaarvoorraad Miele wasmiddelen.

EAN: 4002516620310 / Materiaalnummer: 12158220 /
Oud Materiaalnummer: 11997265EU1



- 1 verpakking UltraWhite voor wit wasgoed
- 3 flessen UltraColor voor bont wasgoed
- Excellente vlekverwijdering ook bij lage temperaturen
- Beste resultaten bij 20 / 30 / 40 / 60 / 95 °C
- Eenvoudig perfect wassen. Met Miele.