

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universeel reinigingsmiddel, mildalkalisch, 500 ml  
voor behoedzaam verwijderen van vetresten en vuil.



- Effectief sterk concentraat voor perfecte reinigingsresultaten
- Uitstekend losweken van olie- en vetspatten
- Zeer behoedzame reiniging
- Aanbevolen voor roestvrijstalen apparaten van Miele Professional en Steelco
- Voorzien van het EU-ecolabel
- Recyclebare verpakking

EAN: 4002516693062 / Materiaalnummer: 12306020 /  
Oud Materiaalnummer: 66917701V1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Afwasautomaten ProfiLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Wasmachines	•
Droogkasten	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Droogkast	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectietoestellen, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, voor medische toepassingen	•
Kleine sterilisatoren	•
Grote sterilisatoren	•
Kleine sterilisatoren	•
Mogelijkheden	
Reiniging van roestvrijstalen oppervlakken	•
Verwijderen van koffie- en theeaanslag	Zeer goed
Handmatig onderhoud	•
Verwijderen van vastgekoekte etensresten	Zeer goed
Verwijderen van zetmeelaanslag	•
Verwijderen van vet	Zeer goed
Verwijderen van olie	Zeer goed
Verwijderen van bloed	Zeer goed
Verwijderen van hardnekkige of ingedroogde verontreinigingen	•
Verwijderen van eiwit	Zeer goed
Verwijderen van vet	•
Verwijderen van zetmeel	Zeer goed
Verwijderen van olie	•
Verwijderen van eiwit	•
Verwijderen van bloed	•
Verwijderen van levensmiddelresten	Zeer goed
Verwijderen van hardnekkige of ingedroogde verontreinigingen	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	10,8
Producteigenschappen	
Mediatype	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Universeel reinigingsmiddel, mildalkalisch, 500 ml  
voor behoedzaam verwijderen van vetresten en vuil.



EAN: 4002516693062 / Materiaalnummer: 12306020 /

Oud Materiaalnummer: 66917701V1

Inhoudsstoffen

Glycoethers,  
Complexvormers (zonder  
fosfaat), Oplosmiddel,  
Anionische tensides, Niet-  
ionische tensides

Minimale bewaartemperatuur in °C	5
Maximale bewaartemperatuur in °C	25
Goed reinigingsvermogen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Vrij van silicaten	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Sterke emulgerende en oplossende werking	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	51,00
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	
Minimale bewaartemperatuur in °C	5
Maximale bewaartemperatuur in °C	25
Geschikt voor roestvrij staal	•
Goed reinigingsvermogen	•
Vrij van fosfaten	•
Vrij van silicaten	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Sterke emulgerende en oplossende werking	•
Vrij van fosforverbindingen	•
Zeer goede materiaalcompatibiliteit	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	270
Buitenmaat, nettobreedte in mm	93
Buitenmaat, nettodiepte in mm	51
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	93
Buitenmaat, brutodiepte in mm	51
Brutogewicht in kg	1
Inhoud in ml	500
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
EU-ecolabel	•
<b>Controlenummers</b>	
EU-ecolabel: DE/020/507	•