

GN HyClean Pure
Stofzuigerzak HyClean Pure GN
met de beste filtercapaciteit van 99,99% dankzij het Miele AirClean-systeem

EAN: 4002516769781 / Materiaalnummer: 12421130 /
Oud Materiaalnummer: 41996720INT



- Lange gebruiksduur door luchtstroom geleiders en 3D-ontvouwing
- van 80% recyclaat – de meest milieuvriendelijke zak die Miele ooit heeft gehad
- Stofzuigerzak stofvrij vervangen dankzij automatische afsluiting
- Uiterste efficiëntie bij het stofzuigen met laag stroomverbruik
- Inhoud: 4 stofzuigerzakken, 1 motorfilter, 1 uitblaasfilter
- o.a. voor Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2