

Boost CX1 125 Edition  
Sledestofzuiger zonder zak  
voor maximaal zuigvermogen in een compact ontwerp.



- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Houdt zelfs kleinste deeltjes tegen – Hygiene AirClean-filter
- Gemakkelijk in hoogte verstelbaar met de Comfort-telescoopbuis
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie

EAN: 4002516742401 / Materiaalnummer: 12433910 /  
Oud Materiaalnummer: 41NRF334CE

<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model</b>	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNRF3
Kleur toestel	Lotuswit
<b>Reiniging</b>	
Vortex-technologie	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachregeling	Draaiknop met 4 standen
Comfort-handgreep	•
Zuigbuis	Comfort-telescoopbuis
Parkeersysteem voor het opbergen	aan één kant
<b>Mobiliteit</b>	
TrackDrive	•
Bereik in m	10
Snoerlengte in m	6,5
<b>Filtersysteem</b>	
Uitblaasfilter	Hygiëne AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	1,0
<b>Technische gegevens</b>	
Vermogen	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Nominaal vermogen in W	890
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Zuigmond SBD 365-3	•
Reinigingsborstel	Nee