

Boost CX 1 125 Gala Edition
Sledestofzuiger zonder zak
voor maximaal zuigvermogen in een compact ontwerp.



- Veelzijdig inzetbaar – Universele zuigmond
- Houdt zelfs kleinste deeltjes tegen – Hygiene AirClean-filter
- Gemakkelijk in hoogte verstelbaar met de Comfort-telescoopbuis
- Blijft altijd op het spoor dankzij TrackDrive
- Krachtige reinigingscapaciteit door Vortex-technologie

EAN: 4002516742821 / Materiaalnummer: 12433930 /
Oud Materiaalnummer: 41NRF336CE

Jubileumactie	
125 Gala Edition	•
Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
Model	
Sledestofzuiger zonder stofzuigerzak	•
Productnaam	Boost CX1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SNRF3
Kleur toestel	Cashmeregrijs
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 4 standen
Zuigbuis	Comfort-telescoopbuis
Parkeersysteem voor het opbergen	aan één kant
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nominaal vermogen in W	890
Mobiliteit	
TrackDrive	•
Bereik in m	10
Snoerlengte in m	6,5
Filtersysteem	
Uitblaasfilter	Hygiëne AirClean-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	1,0
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	78,0
Breedte in mm	400
Hoogte in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Bijbehorende accessoires	
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Vloerborstel	Parkett Twister SBB 300-3
Zuigmond SBD 365-3	•
Parketborstel Twister SBB 300-3	•
Reinigingsborstel	Nee