

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Wasmiddel v. fijne/bonte was, vloeibaar concentraat, mild alkalisch, 20 l
zeer effectief, fosfaatvrij, met EU ecolabel.



- Voor de optimale reiniging van kwetsbaar textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Vrij van optische witmakers en bleekmiddelen
- Korte inwerktijd en schuimbepkend
- Goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU ecolabel

EAN: 4002516757559 / Materiaalnummer: 12442070 / Oud Materiaalnummer: 59702302V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Goed
Oplossen van eiwit	Goed
Oplossen van vet	Goed
Dosering	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	8,5-9,6
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Wasmiddel voor fijne/bonte was
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Conserveringsmiddel, Tensiden
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Sopschuimbewaking	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,03
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	4
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	385
Buitenmaat, nettobreedte in mm	258
Buitenmaat, nettodiepte in mm	294
Vulgewicht in g	21000
Inhoud in ml	20000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
EU-ecolabel	•
Controlenummers	
EU-ecolabel: DE/039/020	•