

ProCare Universal 77 A - 500 g
 Machinereiniger, alkalisch, 500 g
 voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag.



- Afbraak van vetafzettingen
- Verminderen van geurtjes
- Afgestemd op Miele Professional-apparaten

EAN: 4002516771524 / Materiaalnummer: 12456030 /
 Oud Materiaalnummer: 66921701V1

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Afwasautomaten ProfiLine	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Wasmachines	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectietoestellen, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, voor medische toepassingen	•
Mogelijkheden	
Verwijderen van zetmeelaanslag	•
Verwijderen van vet	Zeer goed
Verwijderen van olie	Zeer goed
Verwijderen van eiwit	Zeer goed
Verwijderen van vet	•
Verwijderen van olie	•
Verwijderen van eiwit	•
Aanbevolen dosering	
Aanbevolen dosering (per spoelcyclus)	1 portie
Aanbevolen dosering per spoelgang	1 portie
pH-waarde bij 20 °C	2,2
Te gebruiken voor alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Machinereiniger
Aggregatietoestand	Poeder
Inhoudsstoffen	Fosfaat, Bleekmiddelen op zuurstofbasis, Fosfonaten, Polycarboxylaate, Niet-ionische tensiden
Minimale bewaartemperatuur in °C	5
Maximale bewaartemperatuur in °C	35
Goed reinigingsvermogen	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Hoger aandeel oplosmiddelen	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Sterke emulgerende en oplossende werking	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Machinereiniger
Aggregatietoestand	Poeder

ProCare Universal 77 A - 500 g
Machinereiniger, alkalisch, 500 g
voor het verwijderen van hardnekkige zetmeelaanslag.



EAN: 4002516771524 / Materiaalnummer: 12456030 /
Oud Materiaalnummer: 66921701V1

Inhoudsstoffen

Fosfaat, Bleekmiddelen
op zuurstofbasis, Fosfona-
ten, Polycarboxylaate, Niet-
ionische tensides

Minimale bewaartemperatuur in °C	5
Maximale bewaartemperatuur in °C	35
Geschikt voor roestvrij staal	•
Goed reinigingsvermogen	•
Zeer behoedzame reiniging	•
Hoger aandeel oplosmiddelen	•
Intensieve reinigingsmiddelen met tensiden	•
Sterke emulgerende en oplossende werking	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	133
Buitenmaat, nettobreedte in mm	80
Buitenmaat, nettodiepte in mm	80
Buitenmaat, brutohoogte in mm	130
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Vulgewicht in g	500
Brutogewicht in kg	1
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•