

## ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Waskrachtversterker, vloeibaar concentraat, neutraal, 5 l  
voor het effectief verwijderen van vetvlekken.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Verwijdert vetvlekken in al het wasgoed op voorzichtige wijze
- Voorzichtige behandeling van vezels en kleuren blijven behouden
- Volledige waskracht al bij 30 °C
- Ook te gebruiken als emulgator en bevochtigingsmiddel

EAN: 4002516776185 / Materiaalnummer: 12495130 /  
Oud Materiaalnummer: 59709101V1

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Dosering</b>	
Automatische dosering	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Wasversterker
Alkaliteit	Neutraal
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Tensiden
pH-waarde bij 20 °C	7,5
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Sopschuimbewaking	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,00
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
<b>Waswerking</b>	
Verwijdering van vuil	•
Verwijdering van eiwitten	•
Verwijdering van vet	•
Schitterende mate van witheid	•
<b>Gebruik</b>	
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Werkplaatsen	•
Verzorgingstehuis	•
Dokterspraktijken en klinieken	•
Restaurants, bars en catering	•
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	36
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	249
Buitenmaat, nettobreedte in mm	148

## ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Waskrachtversterker, vloeibaar concentraat, neutraal, 5 l  
voor het effectief verwijderen van vetvlekken.



EAN: 4002516776185 / Materiaalnummer: 12495130 /  
Oud Materiaalnummer: 59709101V1

Buitenmaat, nettodiepte in mm	193
Buitenmaat, brutohoogte in mm	249
Buitenmaat, brutobreedte in mm	148
Buitenmaat, brutodiepte in mm	193
Brutogewicht in kg	5,30 kg
Inhoud in ml	5000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•