

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Waskrachtversterker, vloeibaar concentraat, neutraal, 10 l voor het effectief verwijderen van vetvlekken.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Verwijdert vetvlekken in al het wasgoed op voorzichtige wijze
- Voorzichtige behandeling van vezels en kleuren blijven behouden
- Volledige waskracht al bij 30 °C
- Ook te gebruiken als emulgator en bevochtigingsmiddel

EAN: 4002516776192 / Materiaalnummer: 12495140 /
Oud Materiaalnummer: 59709201V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Dosering	
Automatische dosering	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Wasversterker
Alkaliteit	Neutraal
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Tensiden
pH-waarde bij 20 °C	7,5
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Sopschuimbewaking	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,00
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Waswerking	
Verwijdering van vuil	•
Verwijdering van eiwitten	•
Verwijdering van vet	•
Schitterende mate van witheid	•
Gebruik	
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Werkplaatsen	•
Verzorgingstehuis	•
Dokterspraktijken en klinieken	•
Restaurants, bars en catering	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	36
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	314
Buitenmaat, nettobreedte in mm	202

ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Waskrachtversterker, vloeibaar concentraat, neutraal, 10 l
voor het effectief verwijderen van vetvlekken.



EAN: 4002516776192 / Materiaalnummer: 12495140 /
Oud Materiaalnummer: 59709201V1

Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	306
Buitenmaat, brutobreedte in mm	204
Buitenmaat, brutodiepte in mm	228
Brutogewicht in kg	10,50 kg
Inhoud in ml	10000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•