

ProCare Tex 11 COL - 8 kg

Wasmiddel voor bonte was, waspoeder, mild alkalisch, 8 kg voor het behoud van kleur en de reiniging van bonte was.

EAN: 4002516775980 / Materiaalnummer: 12495170 / Oud Materiaalnummer: 59710201V1



- Zeer geconcentreerd bontwasmiddel
- Vuil- en vetoplossend, voorzichtige omgang met het materiaal en behoud van kleur
- Volledige waskracht al bij 30 °C
- Zeer goede bescherming tegen kleuroverdracht
- Dermatologisch getest

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Zeer goed
Oplossen van eiwit	Zeer goed
Oplossen van vet	Zeer goed
Antistatische werking	Zeer goed
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	10,5
Dosering	
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Textielreiniging	•
Wasserettes	•
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Bontwasmiddel
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Tensiden, Geurstoffen, Enzymen, Chelaatvormers
Biologisch afbreekbaar	•
Biologisch effectief door speciale enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	0,8
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	-20
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•