

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Wasmiddel voor bonte was, waspoeder, mild alkalisch, 20 kg voor het behoud van kleur en de reiniging van bonte was.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Zeer geconcentreerd bontwasmiddel
- Vuil- en vetoplossend, voorzichtige omgang met het materiaal en behoud van kleur
- Volledige waskracht al bij 30 °C
- Zeer goede bescherming tegen kleuroverdracht
- Dermatologisch getest

EAN: 4002516776130 / Materiaalnummer: 12495180 /
Oud Materiaalnummer: 59710301V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Dosering	
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Bontwasmiddel
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Poedervormig reinigingsmiddel
Inhoudsstoffen	Tensiden, Geurstoffen, Enzymen, Chelaatvormers
pH-waarde bij 20 °C	10,5
Biologisch afbreekbaar	•
Biologisch effectief door speciale enzymen	•
Fosfaatvrij	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	0,8
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Waswerking	
Verwijdering van vuil	•
Verwijdering van eiwitten	•
Verwijdering van vet	•
Antistatische werking	•
Gebruik	
Zelfbedieningssystemen	•
Hotels en pensions	•
Spa, wellness en sport	•
Scholen en kinderopvang	•
Werkplaatsen	•
Verzorgingstehuis	•
Dokterspraktijken en klinieken	•
Restaurants, bars en catering	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	-20
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Wasmiddel voor bonte was, waspoeder, mild alkalisch, 20 kg
voor het behoud van kleur en de reiniging van bonte was.



EAN: 4002516776130 / Materiaalnummer: 12495180 /
Oud Materiaalnummer: 59710301V1

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	480
Buitenmaat, nettobreedte in mm	330
Buitenmaat, nettodiepte in mm	130
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	440
Buitenmaat, brutodiepte in mm	620
Vulgewicht in g	20000
Brutogewicht in kg	20,25 kg

Conformiteiten, keurmerken

GHS/CLP-conform

•