

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 5 l

voor het optimaal beschermen van het textiel door betrouwbare neutralisatie.



- Voor gebruik in Miele Professional wasmachines
- Neutralisatiemiddel op basis van citroenzuur
- Voor zure voorwas of voor gebruik na de hoofdwas
- Geschikt voor alle wasprocessen
- Voorkomt het ontstaan van gele vlekken
- Stabiele, neutrale pH-waarden in het textiel

EAN: 4002516776215 / Materiaalnummer: 12495200 / Oud Materiaalnummer: 59711101V1

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Aanbevolen dosering	
pH-waarde bij 20 °C	2,5
Dosering	
Geschikt voor AutoDos	•
Handmatige dosering	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutodiepte in mm	193,00
Producteigenschappen	
Mediatype	Neutralisatiemiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Citroenzuur
Biologisch afbreekbaar	•
Fosfaatvrij	•
Bijzonder effectief bij lage temperaturen	•
Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C	•
Korte inwerktijd	•
Hoog waseffect bij een lage dosering	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,23
Op basis van volledig duurzame grondstoffen	•
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Vrij van microplastic	•
Eenvoudige bediening	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	249
Buitenmaat, nettobreedte in mm	148
Buitenmaat, nettdiepte in mm	193
Buitenmaat, brutohoogte in mm	249
Buitenmaat, brutobreedte in mm	148

ProCare Tex 30 C - 5 l

Neutralisatiemiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 5 l

voor het optimaal beschermen van het textiel door betrouwbare neutralisatie.



EAN: 4002516776215 / Materiaalnummer: 12495200 / Oud Materiaalnummer: 59711101V1

Buitenmaat, brutodiepte in mm	193
Brutogewicht in kg	5,55 kg
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•