

CM 5510 125 Edition  
 Vrijstaande koffiezetautomaat  
 met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.



- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop- OneTouch for Two
- Perfecte resultaten en een intens koffiearoma – AromaticSystem
- Romig melkschuim voor veelzijdige koffiespecialiteiten
- Comfortabele reinigings- en onderhoudsprogramma's
- Ideaal bij gasten – voor grotere hoeveelheden – Kanfunctie

EAN: 4002516784777 / Materiaalnummer: 12531230 /  
 Oud Materiaalnummer: 29551021EU1

<b>Jubileumactie</b>	
Jubileummodellen 125	•
<b>Model en design</b>	
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem	•
<b>Voordelen</b>	
AromaticSystem	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	2
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma	•
Maling instelbaar	•
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Display	DirectSensor
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm	8,0
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm	13,5
Multilingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonenreservoirs	1
Capaciteit bonenreservoir A in g	200
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	200
Capaciteit waterreservoir in liters	1,3
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	7
Capaciteit opvangschaal in l	0,8
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
<b>Dranken</b>	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•

