

A 315/1

Module

voor zekere en zuinige behandeling van holle tandheelkundige instrumenten.



- Verhoging van de injectorcapaciteit van 22 naar 44 stuks
- Te gebruiken in alle onderrekken A 151 op de markt
- Alle gangbare tand- en KNO-adapters en accessoires zijn bruikbaar
- Insuiters niet meegeleverd
- A 800 filterbuis voor gebruik in beide injectoreenheden (niet meegeleverd)
- Afmetingen in onderrek A 151: h 210 +/- 30, b 383, d 479 mm

EAN: 4002516881186 / Materiaalnummer: 12531630 /

Oud Materiaalnummer: 69631501D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaat, klein, tandheelkundig	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Overige inzetrekken/overige modules	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
Capaciteit	
KNO-instrumenten [aantal]	22
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Spenen [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	118
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	503
Buitenmaat, brutohoogte in mm	165
Buitenmaat, brutobreedte in mm	505
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	2,91
Brutogewicht in kg	3,67
Meegeleverde verpakking	
A 838 sleutelset [aantal]	1