


APWD 153

Rek

voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.



- Afmetingen belading: hoogte 280 mm, breedte 490 mm, diepte 498 mm

EAN: 4002516847540 / Materiaalnummer: 12537450 /
Oud Materiaalnummer: 69615300D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PWD 8682 C	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van instrumenten voor dierenartsen	•
Behandeling van podologische instrumenten	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Behandeling van trays/dienbladen	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van kleine onderdelen	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvrij staal, Zwart
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	2
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	88
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	115
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	553
Nettogewicht in kg	1,86
Brutogewicht in kg	2,47