

Guard L1 Performance Sledestofzuiger met zak

Krachtig | energiebesparend en stil | ook geschikt voor mensen met een allergie



- Lange levensduur: getest voor een levensduur van 20 jaar*
- ComfortFit: ontwikkeld voor de hoogste hygiënestandaarden
- Individueel instelbare hoogte en ergonomische comfort-handgreep
- Voor een moeiteloze reiniging: 2-in-1 zuigmond voor meubels en kieren
- Voor elke reinigingstaak de optimale kracht: u kunt kiezen uit 4 modi
- Geluidsarm zuigen met de zuigmond FlexTeQ
- Perfect voor mensen met allergie dankzij HEPA AirClean-filter
- Stiller dan ooit dankzij Silence systeem Pro (68 dB)
- Premium designconcept met stijlvolle applicaties
- Bespaart energie dankzij speciale ventilator

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde stofzuigerreeks Guard heeft Miele de modellen & kernonderdelen gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) in verschillende prestatieniveaus getest. Meer: miele.com/20years

EAN: 4002516794516 / Materiaalnummer: 12558950 /
Oud Materiaalnummer: 41USI036CE

Model en design	
Kleur	Briljantwit
Model	
Sledestofzuiger met stofzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUSIO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
EFS-greep	•
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	700
Volume in dB	67,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	7,0
Bijbehorende accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Vloerborstel SBD 680 FlexTeQ	•