

Guard L1 Comfort XL

Sledestofzuiger met zak

Krachtig | actieve connectiviteit | Premium-uitvoering | grote harde vloeren



- Automatische modus: aanpassing van het zuigvermogen aan de vloer
- Slim gekoppeld voor meer mogelijkheden – Miele@home
- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Ergonomische draadloze greep: eenvoudige bediening via de greep
- Perfect voor mensen met allergie dankzij HEPA AirClean-filter
- Intuïtieve bediening met premium-LCD-display
- Stil & behoedzaam: Dynamic Drive loopwielletjes
- Parquet Twister XL (41 cm): perfect voor grote harde vloeren
- Premium designconcept met stijlvolle applicaties
- Slim & intelligent: app-integratie

EAN: 4002516794585 / Materiaalnummer: 12559030 /
Oud Materiaalnummer: 41UMF043CE

Model en design	
Kleur	Titanium PF
Model	
Sledestofzuiger met stofzak	•
Productnaam	Guard L1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SUMFO
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Voetpedalen +/-
Lichtgevend display voor vermogensindicatie	•
Zuigbuis	Zuigbuis X(HES)
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Automatische stand	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
Draadloze comfort-greep 2.0	•
Mobiliteit	
Loopwielletjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
DynamicDrive	•
Bereik in m	12
Snoerlengte in m	8,5
Filtersysteem	
Type stofzak	HyClean Pure TU
Inhoud stofzuigerzak in l	3,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	HEPA AirClean-filter
Motorfilter	•
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
Technische gegevens	
Vermogen	890
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	500
Hoogte in mm	239
Gewicht in kg	6,7
Bijbehorende accessoires	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Vloerborstel	Parkett Twister XL SBB 400-3
Zuigmond	•
Voucher stofzuigerzakken	•