

## Guard M1 Silence

met unieke Premium-uitvoering voor de hoogste eisen.

Hoog zuigvermogen | stijlvol design | stil reinigen met 66 dB



- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Lange levensduur: getest voor een levensduur van 20 jaar\*
- In hoogte verstelbare EasySlide-telescopische zuigbuis
- Modustoets: zuigvermogen eenvoudig aan uw behoeften aanpassen
- Handig vak met driedelige accessoire voor meer gebruiksgemak
- Stijlvol designconcept en brandende led-symbolen
- Extra bereik, minder vaak wisselen van stopcontact: 11 m actieradius
- Silence AirClean-filter: vermindert lucht- en motorgeluiden

\* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde stofzuigerreeks Guard heeft Miele de modellen & kernonderdelen gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) in verschillende prestatieniveaus getest. Meer: [miele.com/20years](https://miele.com/20years)

EAN: 4002516795230 / Materiaalnummer: 12560290 /  
Oud Materiaalnummer: 41VYK032CE

<b>Model en design</b>	
Kleur	Casagrijs
<b>Model</b>	
Sledestofzuiger met stofzak	•
Productnaam	Guard M1
Motorvariant	EcoLine
Typeaanduiding	SVYK0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Modustoets
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Zuigbuis	Telescopische zuigbuis medium, HES
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
<b>Mobiliteit</b>	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	11
Snoerlengte in m	7,5
<b>Filtersysteem</b>	
Type stofzak	HyClean Pure CO
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	Silence AirClean-filter
Motorfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
<b>Technische gegevens</b>	
Vermogen	550
Volume in dB	66,0
Breedte in mm	496
Hoogte in mm	227
Gewicht in kg	6,8
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Vloerborstel SBD 680 FlexTeQ	•