


A 101

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Installatiehoogte 160 +/- 30 mm, -breedte 475 mm, -diepte 443 mm
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002516828143 / Materiaalnummer: 12645590 /

Oud Materiaalnummer: 69610101D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Reinigings- en desinfectietoestellen, brandweer en hulpdiensten	•

Accessoires bij het toestel

PG 8063	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Productcategorie

Bovenrek	•
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Behandeling van ademluchttoestellen	•

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal


Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	206
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528

A 101

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



EAN: 4002516828143 / Materiaalnummer: 12645590 /

Oud Materiaalnummer: 69610101D

Buitenmaat, nettodiepte in mm	527
Buitenmaat, brutohoogte in mm	220
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	3,03
Brutogewicht in kg	3,68