


A 102

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Installatiehoogte 205 +/- 30 mm, -breedte 475 mm, -diepte 443 mm
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002516855262 / Materiaalnummer: 12645600 /

Oud Materiaalnummer: 69610201D

Productcategorisatie

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaat, klein, tandheelkundig	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•

Accessoires bij het toestel

PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Productcategorie

Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•

Toepassingsgebied

Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van OK-instrumenten	•

Producteigenschappen

Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal

Capaciteit

DIN-zeefschalen [aantal]	2
SPRI-zeefschalen [aantal]	1


Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	206
-------------------------------	-----

A 102

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



EAN: 4002516855262 / Materiaalnummer: 12645600 /

Oud Materiaalnummer: 69610201D

Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	527
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	545
Nettogewicht in kg	3,05
Brutogewicht in kg	3,79