

U 403

Rek

voor het optimaal reinigen van bestek.



- Fijnmazige bodem
- Ook geschikt voor ijsbekers
- Zonder bestekbakken

EAN: 4002516854500 / Materiaalnummer: 12654520 /
Oud Materiaalnummer: 67640302D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Accessoires bij het toestel

PG 8164

•

PTD 701

•

Productcategorie

Bestekrek

•

Rek voor pannen/kommen etc.

•

Producteigenschappen

Materiaal

Draad, gerilsaneerd

Kleur

Wit

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

180

Buitenmaat, brutobreedte in mm

520

Buitenmaat, brutodiepte in mm

610

Nettogewicht in kg

1,86

Brutogewicht in kg

2,89