

E 168

Bestekkorf

voor het optimaal plaatsen van bestek.



- Te gebruiken in bistrorek U 407
- 4 vakken

EAN: 4002516854401 / Materiaalnummer: 12663110 /
Oud Materiaalnummer: 67616802D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Accessoires bij het toestel

PG 8164

•

PTD 701

•

Productcategorie

Inzet voor bestek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Draad, gerilsaneerd

Kleur

Wit

Aantal vakken

4

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

85

Buitenmaat, brutobreedte in mm

150

Buitenmaat, brutodiepte in mm

275

Nettogewicht in kg

0,50

Brutogewicht in kg

0,61