


KT 500

Rekdrager

voor het plaatsen van korven 50 x 50 cm.



- Nodig voor PG 8172 met oude Miele-tafel (G 720/21)
- De korfsteun wordt in plaats van standaard korfsteunen gebruikt

EAN: 4002516854333 / Materiaalnummer: 12663120 /
Oud Materiaalnummer: 67850003D

Productcategorisatie

Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Accessoires bij het toestel

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

Productcategorie

Lafette/rekdrager

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

120

Buitenmaat, brutobreedte in mm

620

Buitenmaat, brutodiepte in mm

815

Nettogewicht in kg

2,62

Brutogewicht in kg

4,17