


A 104

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van instrumenten uit de MIC, artroscopie en urologie.



- Rechter zijkant voor het plaatsen van 11 holle instrumenten
- Maximale lengte van de aangebrachte instrumenten: 430 mm
- Extra Luer-Lock-aansluitingsplekken voor holle instrumenten
- Linkerkant vrij voor inzetten (max. afm. belading H 310, B 240, D 455 mm)

EAN: 4002516854807 / Materiaalnummer: 12664810 /
Oud Materiaalnummer: 69610401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Rek voor MIC-instrumenten	•
Injectorrekk	•
Bovenrek	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	1
Holle instrumenten [aantal]	11
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	332
Buitenmaat, nettobreedte in mm	528
Buitenmaat, nettodiepte in mm	526
Buitenmaat, brutohoogte in mm	420
Buitenmaat, brutobreedte in mm	533
Buitenmaat, brutodiepte in mm	594
Nettogewicht in kg	4,86
Brutogewicht in kg	6,90
Meegeleverde verpakking	
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	2
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	2
E 452 inspuiter 2,5 x 60 mm [aantal]	1
E 453 inspuiter 4 x 110 mm met klem [aantal]	1
E 454 inspuiter voor trocarhulzen 10–15 mm [aantal]	1